



COPELMAN

Laboratório

PASSO A PASSO

- 1 Confira e rosqueie os frascos.
- 2 Posicione as amostras dentro da caixa.
- 3 Envolve a caixa com o envelope de segurança.
- 4 Consulte o código gratuito de postagem.
- 5 Poste a caixa e envie o comprovante pelo WhatsApp.

INSTRUÇÕES PARA ENVIO NOS CORREIOS

OBSERVAÇÕES

Antes de levar a embalagem à agência, confira cuidadosamente todas as etapas abaixo.

1

Certifique-se de que os frascos estejam **bem rosqueados** para evitar o vazamento da amostra.



2

Posicione as amostras dentro da caixa enviada junto ao kit.

3

Utilize o **envelope de segurança** para envolver a caixa.



4

Visualize o código de postagem gratuita gerado no Portal do Paciente: erp.copelman.com.br.

5

Leve a amostra já embalada a uma agência dos Correios e informe o código de postagem.

6

Envie uma foto do comprovante de postagem pelo **WhatsApp**.

7

O laboratório entrará em contato para confirmar o recebimento da amostra.

!

ATENÇÃO

O envio deve ser feito entre **segunda-feira e terça-feira**, para garantir um envio seguro e no prazo.