

# INSTRUÇÕES PARA COPROLOGIA FUNCIONAL COMPLETA

## O exame de Coprologia Funcional completa abrange:

Coprologia Funcional | Parasitológico de Fezes | Calprotectina | Histamina | Elastase Pancreática | Clostridium Difficile + Toxinas A+B

### Para residentes do Rio de Janeiro:

- Buscar em nosso Endereço o Kit (já montado) para coleta.

### Para não residentes do Rio de Janeiro:

- Instruções para montar o Kit.
- Siga instruções para adquirir o Kit.

### Montando o Kit:

- Comprar 2 Coletores de fezes Universal.
- Comprar na farmácia tintura de Iodo 2% e glicerina líquida.
- Em apenas 1 pote, colocar 10 ml de glicerina, 10 ml de iodo e misturar. Deixar o outro pote vazio.

### Adquira o Kit:

- Preencha um cadastro para adquirir o Kit.
- Valor do Kit: R\$15,00 - Cobrado juntamente com o valor do exame.
- Siga as orientações passadas para a sua coleta.



## Dieta para Coprologia Funcional:

(Iniciar na véspera da coleta do material e manter por 3 dias):

### CAFÉ DA MANHÃ:

Incluir uma colher de sobremesa rasa de manteiga no pão ou torrada.

### ALMOÇO OU JANTAR:

Incluir na alimentação um bife mal passado e folhas cozidas (Couve, Espinafre, etc).



**DÚVIDAS?**  
Clique aqui

### Modo de colher o material:

A quantidade de cada coleta é de uma porção (uma colher de chá).

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>1º DIA:</b><br>Colher o material e colocar no pote com líquido. | <b>2º DIA:</b><br>Colher o material e colocar no MESMO pote com líquido. | <b>3º DIA:</b><br>Colher DUAS porções do material, colocar no pote VAZIO e nos enviar/trazer no mesmo dia. |
|--|--|--|

Obs: Solicitamos que o período de coleta não exceda 7 dias entre a primeira e a última amostra. O material deve ser mantido refrigerado e protegido da luz solar. O tempo de coleta e envio já está considerado na validade da amostra.

### Modo de envio pós coleta:

- Para **moradores do Rio de Janeiro**, favor trazer a amostra no dia em que terminar a coleta.

- **Para fora do Rio de Janeiro:**

Entrar em contato por WhatsApp para procedimento de envio nos Correios.

**De preferência ao envio na 2ª ou 3ª feira.** Verificar se o pote está fechado corretamente, embalar em um saco vedado para não ocorrer vazamentos de líquidos e odores, conforme nas instruções de envio.



### Valores dos exames:

Solicite um orçamento com nossos atendentes no WhatsApp.

*Solicitamos o envio do comprovante de pagamento quando realizado.*

**Chave Pix para depósito: 57.649.944/0001-01**

O resultado é liberado em 4 a 6 dias úteis após o recebimento do material.

## DÚVIDAS FREQUENTES:

### 1) Posso Colher as Fezes durante a menstruação?

Sim, mas é fundamental evitar a contaminação da amostra com sangue menstrual, pois isso pode alterar os resultados do exame.

### 2) É permitido colher as fezes diretamente da fralda?

Não é recomendado, mas em casos específicos, pode-se colher da parte que não está em contato direto com a Fralda e não pode haver contato com a urina.

### 3) Não consigo realizar a coleta em dias consecutivos devido a constipação, como proceder?

Caso não seja possível realizar a coleta em dias consecutivos, pode-se colher em dias alternados. No entanto, é essencial armazenar as amostras refrigeradas para manter a validade do exame.

### 4) Tenho restrições alimentares. Como posso adaptar a dieta sem comprometer o exame?

Entre em contato com nossos atendentes para entendermos sobre a especificidade da restrição.

Atenciosamente,  
Laboratório Copelman



**DÚVIDAS?**  
Clique aqui